



PRÓTESE PENIANA INFLÁVEL

Sistema hidráulico implantado
para o tratamento de pacientes
com disfunção erétil grave.



INSTITUTO VIRILITÀ
ANDROLOGIA & PERFORMANCE

Dr. Fernando Dias
Urologista e Andrologista

CRM 29.100 | RQE 2.320



PRÓTESE PENIANA INFLÁVEL

A prótese peniana inflável pode ser uma excelente opção de tratamento para homens com disfunção erétil grave, especialmente quando bem indicada e com expectativas alinhadas.

Este material traz orientações claras sobre o funcionamento do dispositivo, cuidados no pós-operatório e aspectos importantes que o paciente precisa saber antes e após a cirurgia.

Com informação e acompanhamento médico adequado, é possível recuperar a função sexual com segurança e qualidade de vida.

COMPONENTES:

- 2 cilindros penianos (implantados no interior do corpo cavernoso do pênis)
- Pump (implantado na região escrotal)
- Reservatório (implantado na parede abdominal)- pode ser palpavel

O sistema é preenchido por soro fisiológico.



FUNCIONAMENTO:

Para ter ereção:

- Ação: Apertar repetidas vezes o pump na região escrotal
- Mecanismo: o soro sai do reservatório e vai para os cilindros dentro do pênis, deixando-o rígido e ereto.

Para retornar ao estado flácido

- Ação: Apertar 1x o botão específico que fica no pump usando o polegar e o indicador fazendo uma pressão firme e contínua(JUNTO Com: compressão do corpo do pênis pode deixar o mecanismo mais rápido)
- Mecanismo: o soro sai dos cilindros e retorna ao reservatório, (10-30seg)

PRÉ-REQUISITO:

- Capacidade/Habilidade manual para manipular o dispositivo
- Expectativas alinhadas:
 - O pênis com ereção pela prótese pode não ser de mesmo calibre e tamanho que com ereção natural;
 - Pode necessitar de procedimentos adicionais (revisão)
 - Não tem durabilidade vitalícia

CONTRA-INDICAÇÕES:


- Infecção ativa (itu, genital)
- Sensibilidade ao silicone
- Problemas urinários (resíduo elevado)
- Pacientes que não aceitam possível cirurgia de revisão do dispositivo
- Relativa: pacientes portadores de lúpus , esclerodermia ou miastenia gravis (devido a presença de silicone)

RISCOS:

- Dor (peniana e/ou escrotal)
- Infecção (especialmente em diabéticos, imunodeprimidos)
- Tamanho:pode levar a encurtamento, curvatura e/ou cicatrizes

No momento da cirurgia, é feita a dilatação do local onde seram inseridos os cilindros dentro dos corpos cavernosos do pênis e então é feita a medida do tamanho ideal para cada paciente.

- Erosão para uretra
- Dificuldade miccionais
- Prótese com auto -ativação



Em caso de necessidade de ressonância - pode ser feita com segurança: 3 Tesla ou menos.



POSSÍVEL LOCAL DE IMPLANTE DO RESERVATÓRIO:

- Retroperitoneal/Pré-vesical (espaço de Retzius)
- Submuscular (parede abdominal)

Cuidados PO

- Evitar exercício físico vigoroso, massagem ou contato/pressão direta no local do pump
- Manter cilindros vazios e reservatório inflado até 3-4 semanas po (para se evitar a formação de uma cápsula que pode impedir depois que fique totalmente inflado).



INSTITUTO VIRILITÀ
ANDROLOGIA & PERFORMANCE



@INSTITUTOVIRILITA



44 98855.9660

INSTITUTOVIRILITA.COM.BR

Av. Carneiro Leão, 563 | Sala 309 | Maringá / PR